

Blodtrycksmätare med dosmanometer Boso, Standard och yttermanschett av nylon

Består av övertrycksskyddad dosmanometer (101-2000) med mycket lättavläst skala, bollpump med utsläppsventil, latexfri innerblåsa (2 slangar) och yttermanschett i blått tyg (nylon). Yttermanschetten är tvättbar (60 grader) och är försedd med storleksindikering för rätt val till olika armomfång. Alla ingående delar tål rengöring med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.



Alla ingående delar går att byta ut vid behov, se under rubrik *Reservdelar-Tillbehör*

Med yttermanschett av nylon (blå), skruvventil och vinyl blåsa:

Barn 0 - 1 år 3x10 cm	Art.nr: 1200-25028
Barn 1 - 4 år 6x20 cm	Art.nr: 2200-25028
Barn och ungdom 9x28 cm	Art.nr: 3200-25028
Vuxen normal arm 12x35 cm	Art.nr: 4200-25028
Vuxen kraftig arm 15x43 cm	Art.nr: 5200-25028
Vuxen lårben 18x52 cm	Art.nr: 6200-25028
Vuxen kraftig kort arm 14x40 cm, konisk	Art.nr: 7200-25028
Vuxen kraftig lårben 20x60 cm, konisk	Art.nr: 8200-25028

Med yttermanschett av nylon (blå), skruv/tryckventil och vinyl blåsa:

Barn 0 - 1 år 3x10 cm	Art.nr: 1200-22028
Barn 1 - 4 år 6x20 cm	Art.nr: 2200-22028
Barn och ungdom 9x28 cm	Art.nr: 3200-22028
Vuxen normal arm 12x35 cm	Art.nr: 4200-22028
Vuxen kraftig arm 15x43 cm	Art.nr: 5200-22028
Vuxen lårben 18x52 cm	Art.nr: 6200-22028
Vuxen kraftig kort arm 14x40 cm, konisk	Art.nr: 7200-22028
Vuxen kraftig lårben 20x60 cm, konisk	Art.nr: 8200-22028

Med yttermanschett av nylon (blå), skruvventil och neopren blåsa:

Barn 0 - 1 år 3x10 cm	Art.nr: 1200-25047
Barn 1 - 4 år 6x20 cm	Art.nr: 2200-25047
Barn och ungdom 9x28 cm	Art.nr: 3200-25047
Vuxen normal arm 12x35 cm	Art.nr: 4200-25047
Vuxen kraftig arm 15x43 cm	Art.nr: 5200-25047
Vuxen lårben 18x52 cm	Art.nr: 6200-25047
Vuxen kraftig kort arm 14x40 cm, konisk	Art.nr: 7200-25047
Vuxen kraftig lårben 20x60 cm, konisk	Art.nr: 8200-25047

Med yttermanschett av nylon (blå), skruv/tryckventil och neopren blåsa:

Barn 0 - 1 år 3x10 cm	Art.nr: 1200-22047
-----------------------	--------------------

Barn 1 - 4 år 6x20 cm	Art.nr: 2200-22047
Barn och ungdom 9x28 cm	Art.nr: 3200-22047
Vuxen normal arm 12x35 cm	Art.nr: 4200-22047
Vuxen kraftig arm 15x43 cm	Art.nr: 5200-22047
Vuxen lårben 18x52 cm	Art.nr: 6200-22047
Vuxen kraftig kort arm 14x40 cm, konisk	Art.nr: 7200-22047
Vuxen kraftig lårben 20x60 cm, konisk	Art.nr: 8200-22047

Med yttermanschett av nylon (blå), skruvventil och kloropren blåsa:

Barn 0 - 1 år 3x20 cm	Art.nr: 1200-25017
Barn 1 - 4 år 6x20 cm	Art.nr: 2200-25017
Barn och ungdom 9x28 cm	Art.nr: 3200-25017
Vuxen normal arm 12x35 cm	Art.nr: 4200-25017
Vuxen kraftig arm 15x43 cm	Art.nr: 5200-25017
Vuxen lårben 18x52 cm	Art.nr: 6200-25017
Vuxen kraftig kort arm 14x40 cm, konisk	Art.nr: 7200-25017
Vuxen kraftig lårben 20x60 cm, konisk	Art.nr: 8200-25017 (se bild)

Blodtryckmätare med integrerad innerblåsa (TPU) och skruvventil:

Barn 0 - 1 år 3x10 cm	Art.nr: 1200-25005
Barn 1 - 4 år 6x20 cm	Art.nr: 2200-25005
Barn och ungdom 9x28 cm	Art.nr: 3200-25005
Vuxen normal arm 12x35 cm	Art.nr: 4200-25005
Vuxen kraftig arm 15x43 cm	Art.nr: 5200-25005
Vuxen lårben 18x52 cm	Art.nr: 6200-25005
Vuxen kraftig kort arm 14x40 cm, konisk	Art.nr: 7200-25005
Vuxen kraftig lårben 16x50 cm, konisk	Art.nr: 0200-25005