

# Oxygengrimmor

Brett sortiment syrgasgrimmor med mjuka prongar

Vårt sortiment innehåller oxygengrimmor för vuxna, barn och neonatal. De kommer med ett brett urval av olika prongar för att passa alla patientbehov i vården. Grimmor kommer även med vår syrgasslang med fler kanaler som gör att luften inte kan strypas av vid en knäckning på slangen.

## Även tillgänglig i Satin

Oxygengrimmor gjorda av Intersurgicals mjuka satinmaterial har visat i tester ge 20% mindre friktion på patientens ansikte och öron jämfört med en gramma i traditionellt material.




### Böjd prong

Bättre anatomisk passform




### Konisk prong

Saktar ner syrgasflödet




### Böjd och konisk prong

Kombinerar fördelarna med båda




### Rak prong



## Minska trycket med Ear Guards


Intersurgicals nya syrgasgramma med mjuka silikonskumskydd, Ear Guard, är framtagen för att förebygga och minska risken för trycksår på patientens öron. Idealisk för patienter med långtidsbehandling på avdelning eller i hemmet. Skyddet går att justera lätt för bästa passform på patient.



## Ftalatfria oxygengrimmor

Vårt ftalatfria sortiment av oxygengrimmor är framtagen för att adressera oron för exponeringen av DEHP som förtidigt födda och nyfödda barn utsätts för i sjukhusmiljö.





## Oxygengrimmor för vuxna

Artikelnr	Benämning	Längd	Antal/förp
1161000	Vuxen, oxygengrimma med rak prong	1,8 m	50 st
1162000	Vuxen, oxygengrimma med rak prong	5 m	20 st
1169000	Vuxen, oxygengrimma med rak prong	0,5 m	100 st
1165000	Vuxen, oxygengrimma med böjd prong	1,8 m	50 st
1161020	Vuxen, oxygengrimma Satin med rak prong	1,8 m	50 st
1161021	Vuxen, oxygengrimma Satin med rak prong	2,1 m	50 st
1165020	Vuxen, oxygengrimma Satin med böjd prong	1,8 m	50 st
1165021	Vuxen, oxygengrimma Satin med böjd prong	2,1 m	50 st
1165002	Vuxen, oxygengrimma Ear Guard med böjd prong	2,1 m	50 st
1165003	Vuxen, oxygengrimma Ear Guard med böjd prong	5 m	40 st
1166000	Vuxen, oxygengrimma med konisk prong	1,8 m	50 st
1167000	Vuxen, oxygengrimma med böjd och konisk prong	1,8 m	50 st
1168000	Vuxen, oxygengrimma med böjd och konisk prong	0,5 m	100 st

## Oxygengrimmor för neonatal och barn

Artikelnr	Benämning	Längd	Antal/förp
1163000	Barn, oxygengrimma med böjd prong	2,1 m	50 st
1164000	Neonatal, oxygengrimma med böjd prong	2,1 m	50 st

## Ftalatfria oxygengrimmor

Artikelnr	Benämning	Längd	Antal/förp
1160000	Neonatal, oxygengrimma med böjd prong, ftalatfri	2,1 m	50 st
1160001	Nyfödd, oxygengrimma med böjd prong, ftalatfri	2,1 m	50 st
1160002	Barn, oxygengrimma med böjd prong, ftalatfri	2,1 m	50 st



Gävlegatan 18B • SE-113 30 Stockholm • Sweden  
 Tel: +46 (0)8 514 30 600 • Fax: +46 (0)8 514 30 620 • E-post: kundtjanst@anmedic.se

[www.intersurgical.se](http://www.intersurgical.se)