

Uppsamlingskärl Grand cytostatika/läkemedel

Art nr. 411914

Ref nr. 30000-01-07-20



Produktinformation

Beskrivning: Uppsamlingskärl Grand cytostatika/läkemedel
Specifikation: 30L med lock UN1851 gul/röd

Safebox, Grand uppsamlingskärl med lock används för säker hantering av cytostatika och läkemedel på sjukhus och vårdinrättningar. Kärlet är staplingsbar både tom och full. Den är fullt autoklaverbar och utrustad med handtag för att hjälpa till vid transport. Märkt med maximal fyllnadsnivå.

Volym: 30L
Färg: Gul (box), röd (lock)
Material: PP (Polypropen)

Förpackningsinformation

Antal/fp: 1
Enhet: ST