

Doseringspump 1000 ml

Doseringspump



Vit plastpump som passar till standardflaskor som används inom sjukvården (28 mm gänga). Passar till 1000 ml flaskor som till exempel DAX Ytdesinfektion 1L.

Doserar ca 2 ml.

Tillverkningsland	DANMARK		
Förpackningsvolym / Artikelnr.	Transport krt.	Artikelnr.	GTIN
	1 x 1 st	C121	



Ytterligare information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.