



Vliwaktiv® Ag
Silver- och kolförband

Innehåll:

Yta mot såret: Icke vidhäftande nonwoven av polyester. Mellanskikt: Viskos, kol impregnerat med silver. Ytterskikt: Nonwoven av polypropylen.

Egenskaper:

Vliwaktiv är en mjuk och tunn flerskiktad kompress med svetsade kanter, som kombinerar luktadsorption med bred antibakteriell effekt. Binder också effektivt endotoxiner, som annars påverkar sårhelningen negativt.

Indikationer:

Används vid illaluktande, kritiskt koloniserade och infekterade sår t ex bensår, trycksår, cancersår m.m.

Kontraindikationer:

Känd överkänslighet mot de i materialet ingående produkterna.

Applikation:

Enligt rutiner vad gäller silverförband.
Appliceras direkt på sårytan och täckes med lämpligt sekundärbandage.

Observera:

Skall ej klippas.

Storlek	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
6,5x10cm, tamp.	20 700	10	300
10x 10cm, tamp.	20 701	10	300
10x 15xcm, tamp.	20 702	10	340
10x 10cm	20 705	10	150
10x 20cm	20 706	10	110
20x 20cm	20 707	10	130

För ytterligare information,
var god se bipacksedel.