

# Produktdatablad

## Sterilemballage



ARJOWIGGINS  
HEALTHCARE

Packskynte ArjoWrap2, Heavy 378NW/357NW  
REF 0916060, 0916075, 0916090, 0916100,  
0916120, 0916137, 0916540, 0916560,  
0916580


Sida 1 (2)

Version: 30.10.2015, rev 1

Tryckt 30.10.2015

REF	Storlek	Färg
0916060	60x60cm	Blå/grön
0916075	75x75cm	Blå/grön
0916090	90x90cm	Blå/grön
0916100	100x100cm	Blå/grön
0916120	120x120cm	Blå/grön
0916137	137x137cm	Blå/grön
0916540	100x140cm	Blå/grön
0916560	130x150cm	Blå/grön
0916580	150x180cm	Blå/grön

**[ NATURAL LATEX FREE ]**



**Råmaterial:** Grön: Cellulosa och syntetiska fibrer NW 57g, alkoholresistent och vattenavvisande. Blå Cellulosa och syntetiska fibrer NW 78g, alkoholresistent och vattenavvisande

**REACH regulations:** Produkter som omfattas av detta produktblad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller toxiska substanser inkluderat de särskilt farliga ämnen SVHC) som finns listade på senast tillgängliga version av kandidatförteckningen publicerad av European Chemicals Agency (ECHA).

**Funktion:** Varvade packskynte för drapering av galler som ska steriliseras i ånga eller Etylenoxid (EO). Passar för stora, tunga galler.

REF	Storlek	Tfp st
0916060	60x60cm	500
0916075	75x75cm	250
0916090	90x90cm	250
0916100	100x100cm	250
0916120	120x120cm	100
0916137	137x137cm	100
0916540	100x140cm	100
0916560	130x150cm	100
0916580	150x180cm	50

Marknadsförs i Sverige av:  
OneMed Sverige AB  
Adress: Dockplatsen 12

211 19 Malmö

Tele +46 770 11 11 15  
www.onemed.com

ONEMED

# Produktdatablad

## Sterilemballage



Packskynte ArjoWrap2, Heavy 378NW/357NW  
REF 0916060, 0916075, 0916090, 0916100,  
0916120, 0916137, 0916540, 0916560,  
0916580

Sida 2 (2)

Version: 30.10.2015, rev 1

Tryckt 30.10.2015

<b>Hållbarhetstid:</b>	5 år från tillverkningsdatum
<b>Försäljningsenhet:</b>	Transportförpackning
<b>Innerförpackning:</b>	Plastpåse av PE
<b>Transportkartong:</b>	ECF (eller TCF) cellulosa
<b>Packtejp:</b>	PVC-fri
<b>Överensstämmelse med legala krav:</b>	Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class I
<b>Kvalitetskrav:</b>	I enlighet med ISO 868-2:2009 och 11607-1:2006 (EN 11737-1, EN ISO 10993-1) Tillverkas i enlighet med ISO 14001:2004.
<b>Etikettinformation:</b>	I enlighet med EN 980
<b>Förvaringsrekommendationer:</b>	Rekommenderad förvaring, i rent, torrt utrymme i jämn temperatur mellan 10-40°C. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon. Förvara produkten i originalförpackning. Ska inte förvaras på golvet. Den relativa luftfuktigheten i förvaringsutrymmet ska ligga mellan 30-60%.
<b>Avfallshantering:</b>	Deponi eller förbränning enligt lokala instruktioner
<b>Risk vid återanvändning:</b>	Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper försämrats och utgöra en risk för patienten.

Marknadsförs i Sverige av:  
OneMed Sverige AB  
Adress: Dockplatsen 12

211 19 Malmö

Tele +46 770 11 11 15  
www.onemed.com

The logo for ONEMED features the word "ONEMED" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "E" is stylized with a green outline and a white fill.