

3M Science.
Applied to Life.™



3M Hälsövärd

3M™ Kind Removal Silicone Tape




Enastående med bevisad komfort

Unika egenskaper gör 3M™ Kind Removal Silicon Tape annorlunda i förhållande till andra kirurgiska tejper. Silikonhäftämnet är mjukare och mer behagligt än traditionella häftämnen. Tejpen kan avlägsnas med minimal hudstripping.

Till skillnad från traditionella häftämnen där vidhäftningen ökar efter hand, ger 3M:s silikontejp konstant vidhäftning så länge den sitter på plats.

Du kan ge dina patienter den bästa omvårdnaden och skydda dem mot onödig smärta. 3M:s silikontejp är en kirurgisk tejp med idealisk sammansättning för patienter som har känslig och tunn hud.


- **Säkerhet:** Ger följsam och säker fixering
- **Komfort:** Lätt att ta bort utan att skada huden och orsaka patienten onödig smärta
- **Enkel att använda:** Rivbar och kan återappliceras




Visualisering av borttagande av hudceller



3M:s silikontejp



Traditionell (akrylat) textiltejp



Traditionell (akrylat) papperstejp

Bilderna visar stripping av hudceller och hår (i rött) efter borttagande av tre olika tejper. Representativt prov taget från en individ.



3M Svenska AB
3M Hälsovård
Bollstanäsvägen 3
191 89 SOLLENTUNA
Tel: 08-92 21 00 vxl
Fax: 08-92 29 100
kundservice@mmm.com
www.3M.se/healthcare

Beställningsinformation

3M art nr	Storlek	Rullar/fp	Fp/leverans fp
Korta rullar för engångsbruk			
2770S-1	2,5 cm x 1,3 m	100	5
2770K-0	1,9 cm x 60 cm	100	5
Standardrullar			
2770-1	2,5 cm x 5,0 m	12	10
2770-2	5,0 cm x 5,0 m	6	10
Enstycks förpackade			
2775P-1	2,5 cm x 5,0 m	12	2
2775P-2	5,0 cm x 5,0 m	10	6

Tester visar att 9 av 10 sjuksköterskor föredrar silikontejp före sin nuvarande tejp.*

*Från pre-market clinical evaluations

Lämnas till återvinning. Tryckt i Sverige
© 3M 2015. Alla rättigheter förbehålles.
BR530116-2SE151217