




# Omnistrip<sup>®</sup>

## Suturtejp av non-woven



# Omnistrip®



Omnistrip är en hypoallergen suturtejp av non-woven, avsedd för förslutning av mindre snitt och sår.

Omnistrip är en hypoallergen suturtejp av non-woven, avsedd för förslutning av mindre snitt och sår.

### Egenskaper

Omnistrip är belagd med hypoallergen polyakrylat häftmassa och är därför hudvänlig. Den är även lämplig för patienter med extra känslig hud.

- Non-wovenmaterialet i suturtejpen ger god luft- och fuktgenomsläpplighet.
- Omnistrips goda vidhäftningsförmåga ger en säker fixering. Kan lätt avlägsnas utan smärta.
- Rundade hörn förhindrar att tejpen rullar sig och lossnar. Vilket gör att suturtejpen sitter kvar under längre tid.
- Absorberar inte röntgenstrålar och kan därför sitta på vid röntgen.
- Släpper endast igenom 7% av UV-strålningen.

### Användning

Avsedd för förslutning av mindre snitt och sår. För skydd av sårkanter och stabilisering efter borttag av sutur. Tillse att huden är ren och torr före applicering.

Sortiment	Storlek	Art.nr	Avd.förp (AFP)	Transp. förp.
<u>Steril</u>				
Kuvert á 5 styck	3 x 76 mm	540 681	250 st	6 Afp
Kuvert á 6 styck	6 x 38 mm	540 682	300 st	6 Afp
Kuvert á 3 styck	6 x 76 mm	540 683	150 st	6 Afp
Kuvert á 10 styck	6 x 101 mm	540 684	500 st	6 Afp
Kuvert á 6 styck	12 x 101 mm	540 685	300 st	6 Afp
Kuvert á 4 styck	25 x 127 mm	540 686	200 st	6 Afp