

# Handdesinfektion

## Används inom

- operationssalar
- vårdavdelningar
- hemsjukvården
- ambulanser
- laboratorier
- industrin

## Används på

Kan användas överallt oberoende tillgång till vatten till både hygienisk och kirurgisk handdesinfektion.

## Verkningspektrum

Bactericid, fungicid, tuberculocid, virucid mot kapslade virus (inkl HBV, HIV, HCV) samt adeno-, papova-, rota-, och SARS virus.

## Dosering

Applicera ecosept purum på torra och rena händer.

*Hygienisk handdesinfektion:*  
använd ca 3 ml under minst 30 sek. Repetera en gång.

*Preoperativ handdesinfektion:*  
använd ca 6 ml portionsvis under minst 1,5 min.

## Aktiv substans per 100 g lösning

2-propanol 45 g, 1-propanol 30 g, mecetroniumetylsulfat 0,2 g



## ecosept® purum

Hygienisk och preoperativ handdesinfektion utan färg och parfym

### Rekommenderad användning

ecosept®purum appliceras in på torra och rena händer, händerna ska hållas fuktiga under hela desinfektionen. Som hygienisk och preoperativ handdesinfektion inom sjukvården, verkar ecosept purum för en snabb och säker bakteriereduktion (99,99 % av den transienta floran efter 30 sek).

### Produkttyp

Ecosept purum är ett mildt och behagligt handdesinfektionsmedel med mycket god återfettande verkan. Ecosept purum är godkänd enligt SS-EN 1500 och SS-EN 12791.

Tillverkningsen av ecosept purum sker enligt GMP-riktlinjer. Varje batch kontrolleras mikrobiologiskt och är försedd med ett kvalitetscertifikat.

För att underlätta för er samt bibehålla vår höga kvalitet på produkten, har vi valt att sälja vår 500 ml flaska med färdigmonterad pump.

**Förpackningsstorlek**  
600 ml flaska med pump

**Antal/frp**  
6 st

**Art.Nr**  
11880