

# L-D 1 Ultraljudsgel ofärgad



**260ml**

**Lectro Derm 1 Ultraljudsgel** är en vattenlöslig beredning lämplig att använda vid TNS, TENS och ultraljudsbehandlingsundersökningar. Irriterar inte huden. Innehåller inga ämnen som påverkar utrustningen. Kladdar inte. CE-märkt. Ofärgad.

Gelen är **allergitestad** enligt ISO 10993-10. Testet är utfört **utan djurförsök** med GARD för mer info se [www.senzagen.com](http://www.senzagen.com). (Världens första allergitest utan djur som klarar alla regulatoriska krav).

Förpackning: 12x260ml  
Art.nr: 1022620  
EAN kod: 7391133102260  
CE-märkt

**Innehåll:** Aqua, Glycerin, Triethanolamine, Carbomer, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

**Marknadsförs av: Handelshuset Viroderm AB, Fabriksvägen 5, 171 48 SOLNA**

**Telefon: 08- 37 37 12 Telefax: 08-87 29 05 e-post: [info@viroderm.se](mailto:info@viroderm.se)**

För ytterligare information om företaget och alla våra övriga produkter, besök: [www.viroderm.se](http://www.viroderm.se)

2019-05