



Dinapp MAM Teat

Tillverkare art.nr.	Storlek	Förpackning
412215	Size 2	12 st (6x2)

Produktbeskrivning

MAM Teat Size 2 är en dinapp med hög acceptans och silkeslen silikon, vars yta påminner om mammans hud. Denna dinapp gör det lätt att växla mellan amning och flaska. Passar alla flaskor från MAM.

Passar för bröstmjolk, vatten och modersmjölksersättning.
Från 2 månader.
2-pack

Material

Silikon

Egenskaper

Den här produkten uppfyller kraven enligt den europeiska standarden EN 14350:2020
Alla produkter från MAM är tillverkade av material fria från BPA och BPS.