

Sanicare Urinflaska för kvinnor

Urinflaska i vit polyetenplast som är speciellt utformad för kvinnor.

Minskar risken för läckage och spill.

Volymen är 800 ml med gradering.

Urinflaskan tål värmedesinfektion upp till 90°C.



Handhavandeinstruktioner: Urinflaska med speciell utformning, som gör den lämplig att användas av sängliggande kvinnor. Flaskan är framställd i kraftig plast, som är delvis genomskinlig. Urinflaskan rymmer 800 ml och har tydlig volymangivelse. Den är lätt att tömma och tål rengöring i upp till 90°C.

Benämning	Sanicare Urinflaska för kvinnor
Varumärke	Sanicare
Sanicare art nr	2905
Antal produkter / förpackning	1 st
Antal produkter / transport förpackning	52 st
Kapacitet	800 ml
Material	Polyeten
Rengöring av flaskan	Tål värmedesinfektion upp till 90°C
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC eller Latex



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Tillverkare:
Sanicare AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg



Se till att rengöra flaskan efter varje användning. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme

