

**AA61++ FOLYSIL[®] rak kateter
100 % silikon****Tillverkare**

COLOPLAST A/S

Distributör

COLOPLAST A/S

CE-klass

IIb (regel 5)

SteriliseringSteril; engångsbruk
Steriliserad med etylenoxid (EO)**Indikationer**Uretral kateterisering och supra-pubic bruk.
FOLYSIL[®] katetrarna av silikon är godkända för kontakt med uretraslemhinnan i upp till 30 dagar.**Kontraindikationer**

Samma som för uretral kateterisering och supra-pubic urinblåse dränering och allmänt kända allergiska reaktioner på grund av material.

*Bruksanvisning SH2115***Förpackning**

Bruksenhet	1 kateter i dubbla påsar
Orderenhet	5 stycken per kartong Kartongstorlek: 90x40x550 (mm)

Referenser

CH/FR	Färgkod	Ballong (ml)	Längd (cm)	Artikelnr
12	Vit	10	41	AA6112
14	Grön	10	41	AA6114
16	Orange	15	41	AA6116
18	Röd	15	41	AA6118
20	Gul	15	41	AA6120
22	Lila	15	41	AA6122
24	Blå	15	41	AA6124
26	Vit	15	41	AA6126

BeskrivningDistal tip: Rak, rund tip
Proximalt :Connector, ring och färgad ventil
Lumen: 2, en för dränage och en för ballongen
Dränageögon : 2**Material:** 100 % silikon**Innehåller latex:** Nej**Hållbarhet**

5 år i obruten förpackning

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA.
Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energitvinnning.Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin CareColoplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare för människor med ett hälsotillstånd som är mycket personligt.
Genom ett nära samarbete med användarna av våra produkter, utvecklar vi produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov.
Vi kallar detta intim sjukvård.Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2012.
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.Coloplast AB
Box 10171
434 22 Kungsbacka
www.coloplast.se