

# BD Venflon™ Infusionskanyl



- Infusionskanyl med injektionsport
- "Back cut" slipad stålkanyl och avfasad kateterspets för säker punktion och jämn inläggning, med minimal risk för venperforation
- Flexibla vingar för mjuk anläggning mot huden
- Kateter tillverkad i PTFE (teflonkateter)
- Färgkodifierad enligt ISO standard



Kateter G	Kateter ytterdiam mm	Kateter längd mm	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art. nr.
22	0,8	25	Blå	50/500	391451
20	1,0	32	Rosa	50/500	391452
18	1,2	32	Grön	50/500	391457
18	1,2	45	Grön	50/500	391453
17	1,4	45	Vit	50/500	391454
16	1,7	45	Grå	50/500	391455
14	2,0	45	Orange	50/500	391456

## Materialinnehåll

Kanyl: Rostfritt stål  
Kateter: Polytetrafluoretylen  
Övriga delar: Polycarbonat,  
Polypsosylen, Polyetylen,  
Silikon, Silikonolja

Innehåller ej PVC, eftalater eller latex

## Förpackningsmaterial

Infusionskanyl:  
Tyvck-laminat  
Polyceter  
Kartong  
Wellpapp



**Steriliseringsmetod**  
Etylenoxid



5 år

**CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC**  
(Klass IIa)



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com