

# DAX Dispenserlösningar

Med DAX nya dispenserlösning kan du på ett enkelt sätt skapa en basal hygienstation utformad efter ditt och din avdelnings behov.

## DAX Hängskena med fäste

DAX Hängskena monteras på önskad plats där hållare för handskar, förkläden, 600 ml flaska, 1000 ml flaska eller hållare för 110 mm servettbox enkelt kan placeras i hängskenas fäste. DAX Hängskena finns i utförandet 2, 3, 4 och 5 fäste.

## Dispenserhållare 75 mm med fjäder

Denna hållare lämpar sig för handskar där fjädern hjälper till att trycka fram lådan och hålla den på plats.



## Dispenserhållare 95 mm med fjäder

Denna hållare lämpar sig för förkläden där fjädern hjälper till att trycka fram lådan och hålla den på plats.

## DAX Mobila dispenser för 110 mm servettbox

DAX Mobila dispenser kan fästas på de flesta släta underlag som t.ex. sänggavlar, väggar, städvagnar etc. Dispensern kan även placeras i hängskenas fäste och håller enkelt servettboxen på plats.



Benämning:	Artikelnr:
DAX Mobila dispenser till 110 mm servettbox	148-1
DAX Dispenserhållare med fjäder – för handskar	161-1
DAX Dispenserhållare med fjäder – för förkläden	160-1
DAX Hängskena med 5 st fäste	159-1
DAX Hängskena med 4 st fäste	162-1
DAX Hängskena med 3 st fäste	164-1
DAX Hängskena med 2 st fäste	165-1