

KD-JECT® III

KD-JECT® III sprutor med kateterspets består av följande delar: cylinder, kolv och packning.

De har en kateterspets och är avsedda för spolning av sår, urinblåsa och andra ihåliga organ. Vissa varianter är utrustade med en separat luer-adapter. KD Ject®-sprutan har mjuka och jämna glidegenskaper.


KD-JECT® III är giftfri, pyrogenfri och har steriliserats med etenoxid (EO).

Egenskaper

- Mycket tydlig skala
- Silikonbelagd för bästa glidegenskaper
- Stora vingar för enkelt och fast grepp
- Kolvstopp som förhindrar att kolven dras ut
- Färgkodad dispenserförpackning som kan öppnas på två olika sätt
- Spetsig packning för mindre restvolym
- PVC- och DEHP-fri, latexfri
- Hållbarhet 5 år



| REF | Storlek (ml) | Ext (ml) | Gradering | Munstycke | Spets | Antal i förpackning |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------|------------------|---------------------|
| 832059 | 50 | 60 | 1 | centrerad | Kateterspets rak | 30 |
| 832073 | 100 | 100 | 2 | centrerad | Kateterspets rak | 25 |



Kateterspets

| Komponent | Material | Förpackningsmaterial: | Sterilisering: | Standarder: |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|
| Cylinder: | Etylen-polypropylen copolymer (PP) | Medicinskt papper | Etenoxid (EO) | EN ISO 13485 |
| Kolv: | Polyeten (PE) | Transparent blisterförpackning PE/PA | | ISO 7886-1 |
| Packning: | Syntetiskt gummi (polyisoprene) | | | CE 0123 |
| Smörjmedel: | Silikonolja | | | Klass Is |