


**HYGILAM®**  
**HYGILAM® PLUS**  
**LAKAN**



- Hygieniskt alternativ till textilier
- Håller madrassen fräsch och sparar därmed tvätt
- Finns både med och utan andningsbart spärrskikt
- Prasselfritt material
- Finns i olika storlekar
- Tar liten plats i förrådet
- Hygieniskt förpackade i kartong med innerpåse
- Uppfyller kraven på fibersläpp enligt SSEN 13795
- Latexfritt och fritt från superabsorbenter
- CE-märkt enligt klass 1 för medicintekniska produkter
- Tillverkat i Sverige

Artikelnr	Benämning	Mått (cm)	Antal/Kart	Absorptions/ Spärrskikt
722102	Lakan Hygilam® Plus med spärrskikt	150x240	20	Nonwoven/Biofilm
722101	Lakan Hygilam® Plus med spärrskikt	150x270	20	Nonwoven/Biofilm
711021	Lakan Hygilam® utan spärrskikt	150x270	25	Nonwoven

**TIPS PÅ ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:**

- Korttidsvård t ex dialys och dagvård
- Operation/Dagkirurgi
- Hygieniskt skydd för färdigbäddande sängar
- Skydd av sängkläder vid preoperativ tvätt av patient
- Vid smittutbrott