

Cuticell® Classic



**Skyddande
salvkompress**

Cuticell® Classic

Salvkompress med paraffin.




Cuticell® Classic är ett lågvidhäftande sårbäddsskydd, tillverkad av stormaskig gasväv av bomull och impregnerad med mjukt paraffin – för att underlätta förbandsbyte och bibehålla en fuktig sårmiljö.

Särskilda egenskaper



Impregnerad med mjukt paraffin
Ger låg vidhäftning och hjälper till att upprätthålla en fuktig sårbehandlingsmiljö.



Interlockstickad gasväv
För ökad stabilitet vid tillklippning. Fransar sig inte.



Genomsläpplig för luft och sårsekret
Sårsekret släpps igenom till ett absorberande ytterförband. Förhindrar ocklusion.

Fördelar

- Låg vidhäftning
- Underlättar förbandsbyte
- Bibehåller en fuktig miljö
- Genomsläpplig för luft och sårsekret
- Finns även som en praktisk dispenseringsförpackning

Användningsområden

- För vätskande sår såsom
- Första och andra gradens brännskador
 - Rivsår och skrubbsår
 - Bensår
 - Tag- och transplantationsställen vid hudtransplantation

Tillgängligt sortiment

Sterilt och individuellt förpackade

| Art.nr. | Storlek | Antal/ förpackning | Förpackningar/ transportförpackning |
|----------|---------------|-----------------------|--|
| 72538-00 | 5 cm x 5 cm | 5 | 120 |
| 72538-01 | 5 cm x 5 cm | 50 | 12 |
| 72538-02 | 10 cm x 10 cm | 10 | 60 |
| 72538-03 | 10 cm x 10 cm | 100 | 6 |
| 72538-04 | 10 cm x 40 cm | 10 | 30 |

Steril, plastburk eller dispenserrulle

| Art.nr. | Storlek | Antal/ förpackning | Förpackningar/ transportförpackning |
|----------|---------------|-----------------------|--|
| 72538-05 | 10 cm x 10 cm | 36 | 12 plastburkar |
| 72538-06 | 10 cm x 7 m | 1 | 12 plastburkar |
| 72538-07 | 15 cm x 2 m | 12 | 24 rullar |

