

Manschett med integrerad innerblåsa

Komplett för anslutning till vägg- eller bordsmanometer.
Manschett med integrerad innerblåsa, skruvventil, boll och honkoppling.



Barn 0 - 1 år, 3 x 10 cm	Art.nr: 1000-21005
Barn 1 - 4 år, 6 x 20 cm	Art.nr: 2000-21005
Barn och ungdom, 9 x 28 cm	Art.nr: 3000-21005
Vuxen normal arm, 12 x 35 cm	Art.nr: 4000-21005
Vuxen kraftig arm, 15 x 43 cm	Art.nr: 5000-21005
Vuxen lårben, 18 x 52 cm	Art.nr: 6000-21005
Vuxen kraftig arm 14 x 40 cm, konisk	Art.nr: 7000-21005 (se bild)
Vuxen extra kraftig arm 16x50 cm, konisk	Art.nr: 0000-21005