



PRODUKTFAKTABLAD

Abri-Let Anatomic

Art nr: 300215

Produktbeskrivning: Abri-Let är en icke-plastad specialprodukt, som vid behov kan användas som förstärkning i ett annat inkontinensskydd.

Symboler:



Antal st./fp: 20

Antal fp/kartong: 12

Antal kartong/pall: 9

Produktfakta:

Utförande: Förstärkningsskydd till andra inkontinensprodukter

Absorption: 658 ml (ISO 11948-1)

Praktisk absorption: 219 ml

Längd: 43,5 cm

Bredd: 20 cm

Färg: Vit

Material: Non-woven av polypropen
Cellulosamassa (ECF)
Superabsorbenter av polyakrylat

Gramvikt: 32 g

Ytteremballage: Wellpappkartong

Märkning: CE-märkt enligt kraven i det Europeiska direktivet för medicintekniska produkter, MDD 93/42/EEC

Destruktion av vara: Kan brännas eller kastas i hushållssoporna

Destruktion av emb: Kan lämnas på återvinningscentralen eller förbrännas

Datum: 2019-02-21

