



## Flergångsflaska 130 ml 14189P

Våra flaskor för bröstmjök och mjölkersättning finns både som en- och flergångs i flertalet olika storlekar. Till dessa flaskor finns nappar för både prematura och nyfödda.

Flaskorna är fria från Bisfenol A.


Engångsflaskorna finns i 4 olika storlekar, 50 ml, 100 ml, 130 ml och 250 ml.

Flergångsflaskorna i plast finns i storlekarna; 50 ml, 100 ml, 130 ml och 250 ml.

Flergångsflaskorna i glas finns i storlekarna; 120 ml och 240 ml

- Flera olika storlekar
- Passar till SteriFeed's Pastöriseringsmaskiner
- Flera olika storlekar på napparna
- Lätta att rengöra och diska (gäller flergångs)

# Flergångsflaska 130 ml 14189P



## Material

- Polypropylen


## Vikt

- Detalj: 25 g
- Avdelningsförpackning: 2,6 kg
- Transportförpackning: 2,6 kg


## Förpackning

- Avdelningsförpackning: 100 st
- Transportförpackning: 100 st

## Avdelningsförpackning



## Transportförpackning



30-14189P-001-210104

Kvalitet ISO 9001 Miljö ISO 14001 Medical ISO 13485

**Wing Plast** - Quality Medical Instruments

