

CODAN luer-lock sprutor



Luer-lock sprutor för ökad säkerhet vid hantering av läkemedel med toxisk effekt

CODAN-sprutan är tillverkad av inert Polypropylen. Ett material av hög kvalitet som minimerar risken för interaktion mellan läkemedel och material. Samtliga sprutor är latexfria. Ett brett sortiment av sprutor för alla behov gör CODAN-sprutan till ett självklart val.

Sprutprogrammet omfattar ett heltäckande sortiment: insulin-sprutor med och utan fast kanyl, standard luer, luer-lock, för sprutpump samt 100 ml sprutor.

Drygt 30 års erfarenhet från tillverkning av högkvalitativa engångssprutor är en garanti för att CODAN-produkterna motsvarar sjukvårdens höga kliniska krav. CODAN fokuserar ständigt på högsta kvalitetsstandard vid tillverkning för att kunna garantera maximal patientsäkerhet.

CODAN luer-lock sprutor

Sortiment

2, 3, 5, 10, 20, 30/35, 50/60, med luer-lockfattning

Silikonring

Den unika smala silikonringen ger en jämn och säker injektion och möjlighet till exakt uppdragning av läkemedel

Ergonomi

Ett ergonomiskt utformat kolvgrepp och cylinder ger ett säkert grepp om sprutan

Kolvstopp

Säkert och distinkt kolvstopp förhindrar att kolven dras ut för långt

Dubbel mätskala

Underlättar kontrollen av injicerad eller uppdragen volym

Polypropylen

Klart genomskinligt polypropylenmaterial gör det enkelt att läsa av volymen i sprutan

Steriliseringsmetod

EO

EN Standard

Fyller EN standard

EN 980 märkning, ISO 7886-1

CODAN Medical ApS CE 0301

Artikel nr.	Produktbeskrivning	Miljö dekl.	Avd fp.	Trpt fp.	Pall fp.
622637	2 ml luer-lock Spruta 2ml luer-lock, 0,1ml gradering	03:110	100	3200	51200
623760	3 ml luer-lock Spruta 3ml luer-lock, 0,1ml gradering	03:110	100	3200	51200
624717	5 ml luer-lock Spruta 5ml luer-lock 0,2ml gradering	03:110	100	1600	25600
626703	10 ml luer-lock Spruta 10ml luer-lock, 0,5ml gradering	03:110	100	1200	19200
626706	Spruta 10ml luer-lock, 0,2ml gradering	03:110	100	1200	19200
626708	Spruta 10ml luer-lock, 1ml gradering	03:110	100	1200	19200
627704	20 ml luer-lock Spruta 20ml luer-lock, 1ml gradering	03:110	50	800	12800
627705	Spruta 20ml luer-lock, 2ml gradering	03:110	50	800	12800
629555	30/35 ml luer-lock Spruta 30/35ml luer-lock, 1ml gradering	03:110	35	560	8960
628426	50 ml luer-lock Spruta 50/60ml luer-lock, 1ml gradering	03:110	25	300	4800