



## Masker för Oxygenterapi

Formgjutna masker för olika val av oxygenkoncentration, mjuka och lätta med näsklämma för bästa patientkomfort. Avsedda för oxygenflöden från 5l/min.

Knickningsfri, stjärnformad oxygenslang.

Uppfyller standard: EN 13544-1:2007 + A1:2009.

Osterila.

### Material:

PVC med mjukgörare DINP / PVC-fri. Resår (latexfritt): PE. Näsklämma: aluminium

Artikelnr	Beskrivning	Material	Avd/Trp fp
6014152	Oxygenmask Vuxen, inklusive slang 2,1 m	PVC-fri	50/50
6014141	Oxygenmask Vuxen, inklusive slang 2 m	PVC, mjukgörare DINP	50/50
6014139	Oxygenmask Vuxen	PVC, mjukgörare DINP	100/100
6014160	Oxygenmask Barn, inklusive slang 2, 1 m	PVC-fri	50/50
6014140	Oxygenmask Barn, inklusive slang 2 m	PVC, mjukgörare DINP	50/50
6014138	Oxygenmask Barn	PVC, mjukgörare DINP	100/100

Avd.förp = min.kvant/best



Artikelnr	Beskrivning	Material	Avd/Trp fp
6014142	Oxygenmask med reservoarblåsa för höga koncentrationer, Barn, inklusive slang 2 m. Flöden från 8 l/min	PVC, mjukgörare DINP	50/50
6014143	Oxygenmask med reservoarblåsa för höga koncentrationer, Vuxen, inklusive slang 2 m. Flöden från 8 l/min	PVC, mjukgörare DINP	50/50
6014136	Öppen mask för Oxygentillförsel, grön transparent	PVC, mjukgörare DINP	50/50
6014137	Öppen mask för Oxygentillförsel, inklusive slang 2 m, grön transparent	PVC, mjukgörare DINP	50/50
6014134	Venturimask för fast oxygenkoncentration 24 50%, flöden 3-8 l/min	PVC, mjukgörare DINP	50/50

