

Transferehet för V-Monovette®



- För urinuppsamling för små volymer från öppen behållare
- Rörlängd på 10cm
- Med vingar på rörhållaren som möjliggör enhandshantering
- Kompatibel med Sarstedt:s alla V-Monovette®-rör

Artikelnr.	Beskrivning	Förpackningsstorlek (ytterfrp/innerfrp)
11.1240	Transferehet för urin	50/500



SARSTEDT

Sarstedt AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg

Tel 042-19 84 50
Fax 042-19 84 59
info.se@sarstedt.com www.sarstedt.com