



Digital febertermometer

Beurer FT 65(T) Multifunktion

Tillverkare art.nr.	Specifikation	Mätnoggrannhet
B79558	för öra panna yta	± 0,2 °C (mellan 35,5 °C – 42 °C) öron ±0,3 °C (mellan 34 °C – 43 °C) panna

Produktbeskrivning

- Temperaturmätning i örat och på pannan
- Temperaturmätning på yta, t.ex. nappflaska
- Feberalarm
- 10 minnen
- Medicinsk produkt

Mätning inom några sekunder i örat eller på pannan.

För mätning i örat tas skyddshöljet av. Obs! Det finns inga engångs probeskydd till denna termometer.

Mäter även yttemperatur på föremål och vätskor, t.ex. nappflaska.

Feberalarm. Visar tid och datum och har 10 minnen.

Stor lättläst display. Lämplig för hela familjen.

Automatisk avstängning. Batteri ingår.



MDD klass IIa