



optiSonic™

ultraljudsgel

Vattenbaserad med neutralt pH

OptiSonic är en vattenbaserad ultraljudsgel för professionellt bruk. Används till alla typer av terapeutiskt och diagnostiskt ultraljud.

Funktioner och fördelar:

- OptiSonic kan även användas för elektroder vid EKG eller TENS behandling, men lämpar sig inte för defibrillering.
- Gel med optimal viskositet, som inte klistrar eller irriterar huden. Fri från salt och hydroxid.
- Ofärgad, ger inte fläckar på utrustning, kläder eller hud.
- Steril gel, 250ml i flaska. Flaskan har en praktisk kork som är lätt att öppna och försluta med en hand.
- Steril gel, 20ml i endosförpackning. Används vid undersökningar där optimal hygien och sterilitet krävs.



| Art.nr | Beskrivning | Avd. frp | Trsp. frp |
|----------|--------------------------------|----------|-----------|
| 60101156 | 20 ml endosförpackning, steril | 30 st | 240 st |
| 60101157 | 250 ml flaska | - | 40 st |

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC Class I, non sterile (60101157), samt Class IIa, sterile (60101156)