



Sekretsugset Tracheal

Sekretsug för uppsamling av sekretprover i ett slutet system som gör hanteringen enkel och säker.

- Komplet set med kona för anslutning till sugslang och nippelkoppling med vakuumkontroll för anslutning till sugkatetern
- Transparent behållare med extra lock, 10 ml
- Självhäftande etikett, för notering av patientdata, medföljer
- Allt-i-ett förpackning endast sugkateter behöver anslutas, allt övrigt material finns, vilket spar tid
- Enstyckspackad, EO-steriliserad

Artikelnr	Beskrivning	Avd./Trpt. fp
6066565-1	Sekretsugset Tracheal / DEHP fri PVC, orange	50/200
6066566	Sekretsugset Tracheal / PVC fritt, grön	50/200

Avd. fp. = minsta kvantitet / beställning

Material: Sugkateter/slang: PVC med mjukgörare DOTP (DEHT) / TPE Polyefin Allo Behållare: AS Copolymer, K-resin Lock: Polypropylene - HDPE	Uppfyller standard: EN ISO 8836:2014 EN ISO 10993-5:2009 EN ISO 10993-7:2008 EN ISO 10993-10:2013
---	---