


Packskynte Sterisheet2 340/343 SMS  
REF 0B58060, 0B58090, 0B58100,  
0B58120, 0B58137

Sida 1 (2)

Version: 30.12.2016, rev 4

Tryckt 30.12.2016

REF	Storlek	Färg																										
0B58060	60x60cm	Blå/grön	 																									
0B58090	90x90cm	Blå/grön																										
0B58100	100x100cm	Blå/grön																										
0B58120	120x120cm	Blå/grön																										
0B58137	137x137cm	Blå/grön																										
<p><b>[ NATURAL LATEX FREE ]</b></p>																												
<b>Råmaterial:</b>			Blå: Polypropylen SMS 40g Grön: Polypropylen SMS 43g																									
<b>REACH regulations:</b>			Produkter som omfattas av detta produktblad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller toxiska substanser inkluderat de särskilt farliga ämnen SVHC) som finns listade på senast tillgängliga version av kandidatförteckningen publicerad av European Chemicals Agency (ECHA).																									
<b>Funktion:</b>			Varvade packskynte för drapering av galler som ska steriliseras i plasma, ånga, EO och gamma. Passar för små, medelstora och stora galler.																									
<b>Förpackning:</b>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>Storlek</th> <th>Afp</th> <th>Tfp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0B58060</td> <td>60x60cm</td> <td>300</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>0B58090</td> <td>90x90cm</td> <td>150</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>0B58100</td> <td>100x100cm</td> <td>150</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>0B58120</td> <td>120x120cm</td> <td>75</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>0B58137</td> <td>137x137cm</td> <td>75</td> <td>75</td> </tr> </tbody> </table>		REF	Storlek	Afp	Tfp	0B58060	60x60cm	300	300	0B58090	90x90cm	150	150	0B58100	100x100cm	150	150	0B58120	120x120cm	75	75	0B58137	137x137cm	75	75
REF	Storlek	Afp	Tfp																									
0B58060	60x60cm	300	300																									
0B58090	90x90cm	150	150																									
0B58100	100x100cm	150	150																									
0B58120	120x120cm	75	75																									
0B58137	137x137cm	75	75																									
<b>Hållbarhetstid:</b>			5 år från tillverkningsdatum																									
<b>Försäljningsenhet:</b>			Transportförpackning																									
<b>Innerförpackning:</b>			Plastpåse av PE																									
<b>Transportkartong:</b>			ECF (eller TCF) cellulosa																									
<b>Förpackningstejp:</b>			PVC-fri																									
<b>Överensstämmelse med legala krav:</b>			Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class I																									
<b>Kvalitetskrav:</b>			I enlighet med ISO 868-2:2009 och 11607-1:2006 (EN 11737-1, EN ISO 10993-1) Tillverkas i enlighet med ISO 14001:2004.																									
<b>Etikettinformation:</b>			I enlighet med EN 980																									

# Produktdatablad

## Sterilemballage



Packskynte Sterisheet2 340/343 SMS  
REF 0B58060, 0B58090, 0B58100,  
0B58120, 0B58137

Sida 2 (2)

Version: 30.12.2016, rev 4

Tryckt 30.12.2016

<b>Förvaringsrekommendationer:</b>	Rekommenderad förvaring, i rent, torrt utrymme i jämn temperatur mellan 10-40°C. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon. Förvara produkten i originalförpackning. Ska inte förvaras på golvet. Den relativa luftfuktigheten i förvaringsutrymmet ska ligga mellan 30-60%.
<b>Avfallshantering:</b>	Deponi eller förbränning enligt lokala instruktioner
<b>Risk vid återanvändning:</b>	Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper försämrats och utgöra en risk för patienten.

Marknadsförs i Sverige av:  
OneMed Sverige AB  
Adress: Dockplatsen 12

211 19 Malmö

Tele +46 770 11 11 15  
www.onemed.com

The ONEMED logo consists of the word 'ONEMED' in a bold, blue, sans-serif font, with the 'E' and 'M' in a green color.