


evercare<sup>®</sup> Lakan för knäartroskopi, 230 x 320 cm

REF: 1328

evercare<sup>®</sup> Lakan för knäartroskopi med vätskeuppsamlingspåse och elastisk öppning. Steril.

## Egenskaper

- ▶ Uppsamlingspåse för vätskor
- ▶ Elastisk öppning
- ▶ Uppfyller kraven i SS-EN 13795-1 Kritiskt produktområde med hög prestanda




REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
1328	Knäartroskopolakan med vätskeuppsamlingspåse, sterilt, Blå	230 x 320 cm, resår Ø 5 cm	7 / 14

Försäljningsenhet: Transportförpackning

## Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



### REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

### Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-01  
EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10

### I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

### Uppfyller produktstandard:

EN13795-1

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

## Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Laminat	PP nonwoven, blå/PE-film, blå/PP nonwoven, vit
Elastisk plastfilm	Medicinsk film, TPE, grön
Uppsamlingspåse för vätskor	PE, transparent

## Varningar och rekommendationer

<b>Varningar</b>	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå. Får ej användas om förpackningen är skadad.
<b>Förvaringsrekommendationer</b>	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
<b>Avfallshantering</b>	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
<b>Hållbarhetstid</b>	5 år

## Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek ( L x V x H ) mm
<b>Enhetsförpackning</b>	Medicinskt papper, PE/PET film	420 x 603
<b>Dispenserförpackning</b>	TCF eller ECF kvalitet	485 x 285 x 287
<b>Transportförpackning</b>	TCF eller ECF kvalitet	500 x 310 x 590
<b>Förpackningstejp</b>	Transparent	N/A

## Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
<b>1328</b>	06438129118599	06438129318593	06438129518597

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.