

## Doseringspump 5 Vit 15 ml, 15 ml 62526001

### Doseringspump

Doseringspump för 5 liter dunk. Ger exakt dosering av 15 mm för ekonomisk och miljöriktig användning av Nordex rengöringsprodukter.

#### Användning

Till 5 liter dunk med 40 mm kapsyl.  
Passar för produkter med pH mellan 4 - 10.

#### Metod

Ett fullt tryck ger rätt dosering.

#### Dosering

Vit, doserar 15 ml/tryck.

- Till 5 liter dunk
- Exakt dosering
- Återanvändningsbar



#### Allmänt

**Artikelnummer** 62526001

**Förpackning** 15 ml

**Varumärke** Nordex

**Ursprungsland** Storbritannien

#### Teknisk data

**Färg** Vit

**Hållbarhet** Minst hållbar i 30 månader

#### Leveransinformation

**EAN13** 7319515260018

**Enhet/kartong** 120

**Enhet/pall** 1440

**Minsta lev. enhet** 4

**Vikt/enhet** 57 g

**Mått/enhet** 358x120x50 mm

Produkten endast avsedd för professionellt bruk. Säkerhetsdatablad finns att tillgå på [www.nordexia.com](http://www.nordexia.com)