

Artikelnummer: 77745

Utbytes kassett, 600 mm, Vit



Utbyteskassett 600 mm

Teknisk information

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| EAN nummer | 5705020777455 |
| DUN nummer | 15705020777452 |
| Tull nummer | 96039099 |
| Material | Polypropylene, Cell Rubber |
| Antal per förpackning | 20 Pcs. |
| Färg | Vit |
| Höjd | 43 mm |
| Längd | 600 mm |
| Bredd | 27 mm |
| Colli Längd | 620 mm |
| Colli Höjd | 210 mm |
| Colli Bredd | 295 mm |
| Bruttovikt | 0.151 kg |
| Nettovikt | 0.12 kg |
| Oprindelsesland | Denmark |
| Max. Rengöringstemperatur | 90 °Celsius |
| Min. användare temperatur | -20 °Celsius |
| Min. Ph värde i brukslösning | 2 |
| Max. Ph värde i brukslösning | 10.5 |

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.