

Artikelnummer: 77725

Utbytes kassett, 400 mm, Vit



Utbyteskassett 400 mm

Teknisk information

EAN nummer	5705020777257
DUN nummer	15705020777254
Tull nummer	96039099
Material	Polypropylene, Cell Rubber
Antal per förpackning	20 Pcs.
Färg	Vit
Höjd	43 mm
Längd	400 mm
Bredd	27 mm
Colli Längd	420 mm
Colli Höjd	210 mm
Colli Bredd	295 mm
Bruttovikt	0.111 kg
Nettovikt	0.088 kg
Oprindelsesland	Denmark
Max. Rengöringstemperatur	90 °Celsius
Min. användare temperatur	-20 °Celsius
Min. Ph värde i bruklösning	2
Max. Ph värde i bruklösning	10.5

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.