



960000

Tork Starter Pack Flytande Tvål, S1

Systemet Tork Flytande Tvål (S1). Förseglat system med hopfällbar flaska som säkerställer god hygien. Kompakt storlek: attraktiv och platsbesparande. Droppfri: lågt underhåll

- Startpaketet innehåller en dispenser och en refillflaska
- Dosera tvål utan att vidröra dispensern för hög hygienstandard
- Certifierat bekväm rengöring och intuitiv påfyllning sparar tid

960000

Tork Starter Pack Flytande Tvål, S1

Produktdata

System
S1

Färg
Vit

Leveransdata

	Konsument-förpackning (CON)	Transport-förpackning (TRP)	Pall (PAL)
EAN	7322540356144	7322540356151	7322540376692
Förpacknings-material	Carton	Carton	
Antal	1	6 (6 CON)	270 (45 TRP)
Bruttovikt	1577 g	9.8 kg	440.01 kg
Höjd	308 mm	323 mm	1740 mm
Längd	118 mm	364 mm	1200 mm
Bredd	121 mm	254 mm	800 mm
Nettovikt	1426 g	8.6 kg	385.02 kg
Volym	4.4 dm ³	29.86 dm ³	1.34 m ³