

Sprutor engångs



CODAN luer-lock sprutor



Luer-lock sprutor för ökad säkerhet vid hantering av läkemedel med toxisk effekt

Sortiment

2, 3, 5, 10, 20, 30/35, 50/60, med luer-lockfattning

Dead space

Storlek	Dead space (ml)
1 ml	0,037
2 ml	0,052
3 ml	0,054
5 ml	0,069
10 ml	0,089
20 ml	0,122
30 ml	0,151
50 ml	0,171

Drygt 30 års erfarenhet från tillverkning av högkvalitativa engångssprutor är en garanti för att CODAN-produkterna motsvarar sjukvårdens höga kliniska krav. CODAN fokuserar ständigt på högsta kvalitetsstandard vid tillverkning för att kunna garantera maximal patientsäkerhet.

CODAN luer-lock sprutor

Silikonring

Den unika smala silikonringen ger en jämn och säker injektion och möjlighet till exakt uppdragning av läkemedel

Ergonomi

Ett ergonomiskt utformat kolvgrepp och cylinder ger ett säkert grepp om sprutan

Kolvstopp

Säkert och distinkt kolvstopp förhindrar att kolven dras ut för långt

Dubbel mätskala

Underlättar kontrollen av injicerad eller uppdragen volym

Polypropylen

Klart genomskinligt polypropylenmaterial gör det enkelt att läsa av volymen i sprutan

Kolvens diameter

Storlek	Ytterdiameter	Innerdiameter
10 ml	17,3 mm	15,8 mm
20 ml	22,9 mm	21,2 mm

Steriliseringsmetod

EO

EN Standard

Fyller standarder: DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN ISO 7886-1.

Artikel nr.	Produktbeskrivning	Avd fp.	Trpt fp.	Pall fp.	Latex fri	PVC fri	S/OS	Mjukgörare
	2 ml luer-lock							
622637	Spruta 2ml luer-lock, 0,1ml gradering	100	3200	51200	J	J	S	NEJ
	3 ml luer-lock							
623760	Spruta 3ml luer-lock 0,1ml gradering	100	3200	51200	J	J	S	NEJ
	5 ml luer-lock							
624717	Spruta 5ml luer-lock 0,2ml gradering	100	1600	25600	J	J	S	NEJ
	10 ml luer-lock							
626703	Spruta 10ml luer-lock, 0,5ml gradering	100	1200	19200	J	J	S	NEJ
626706	Spruta 10ml luer-lock, 0,2ml gradering	100	1200	19200	J	J	S	NEJ
626708	Spruta 10ml luer-lock, 1ml gradering	100	1200	19200	J	J	S	NEJ
	20 ml luer-lock							
627704	Spruta 20ml luer-lock, 1ml gradering	50	800	12800	J	J	S	NEJ
	30/35 ml luer-lock							
629555	Spruta 30/35ml luer-lock, 1ml gradering	35	560	8960	J	J	S	NEJ
	50 ml luer-lock							
628426	Spruta 50/60ml luer-lock, 1ml gradering	25	300	4800	J	J	S	NEJ