

## Abdovac™

*Dränaget med mild sugeffekt. Det låga men fortfarande aktiva trycket gör dränaget speciellt lämpligt för vävnadskänsliga områden. Jämfört med passiva dränage är det en mindre risk för kontaminering ref.1.*

*Rekommenderas att användas tillsammans med våra silikon dränage.*

### Typ av operationer

- Bukkirurgi

Jämfört med passiva dränage ger Abdovac en mer kontrollerad och tillförlitlig dränering.

### Komplett set

Sugboll, uppsamlingspåse och kateter, med eller utan troakar. Seten är sterila och klara för användning.



### Maximalt undertryck

25 mmHg – 3,3 kPa

### Volym

Bälg 110 ml

Påse 700 ml

### Ref No

### Product

68413	3x10	Abdovac™Set FG 10
68414	3x10	Abdovac™Set FG 14
68415	3x10	Abdovac™Set FG 18
68416	3x10	Abdovac™Set FG 10 med trocar
68417	3x10	Abdovac™Set FG 14 med trocar
68418	3x10	Abdovac™Set FG 18 med trocar