

Abdovac™

Dränaget med mild sugeffekt. Det låga men fortfarande aktiva trycket gör dränaget speciellt lämpligt för vävnadskänsliga områden. Jämfört med passiva dränage är det en mindre risk för kontaminering ref.1.

Rekommenderas att användas tillsammans med våra silikon dränage.

Typ av operationer

- Bukkirurgi

Jämfört med passiva dränage ger Abdovac en mer kontrollerad och tillförlitlig dränering.

Komplett set

Sugboll, uppsamlingspåse och kateter, med eller utan troakar. Seten är sterila och klara för användning.



Maximalt undertryck

25 mmHg – 3,3 kPa

Volym

Bälg 110 ml

Påse 700 ml

Ref No

Product

68413	3x10	Abdovac™Set FG 10
68414	3x10	Abdovac™Set FG 14
68415	3x10	Abdovac™Set FG 18
68416	3x10	Abdovac™Set FG 10 med trocar
68417	3x10	Abdovac™Set FG 14 med trocar
68418	3x10	Abdovac™Set FG 18 med trocar