



Kopplings slang

Kopplings slang

Kopplingar: 15 mm tappkona / 15 mm hålkona-22 mm tappkona.

Kopplingar swivel: 15 mm tappkona / 15 mm hålkona.

Slangdiameter 15 mm. Osteril, Latexfri.

Artikel-nummer	Beskrivning	Längd mm	Avd. förp.
10011103	kopplings slang med swivel knä	75	25
10011274	kopplings slang med swivel knä och sug-/ bronkoskopiport	75	25
10011275	kopplings slang rak, 15 mm / 15 mm	75	25
10011276	kopplings slang rak, 15 mm / 22 mm	75	25
P10011279	kopplings slang rak med knä	75	25

Kopplings slang - utdragbar

Kopplingar: 15 mm tappkona / 15 mm hålkona-22 mm tappkona.

Kopplingar swivel: 15 mm tappkona / 15 mm hålkona.

Slangdiameter 15 mm. Osteril, Latexfri.

Artikel-nummer	Beskrivning	Längd mm	Avd. förp.
10011101	flex slang med swivel knä	125-205	25
10011102	flex slang med swivel knä och sug-/ bronkoskopiport	125-205	25
10010839	flex slang, rak, 15 mm / 22 mm	110-190	25
10011277	flex slang, rak, 15 mm / 15 mm	110-190	25
10011278	Flex slang med knä	125-205	25

Leverantör



För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 08-88 03 60, www.mediq.se, marknad@mediq.com

2016-07