



## Op-dukar med röntgentråd, nonwoven

**MEDIPLAST®** kan erbjuda Er ett högkvalitativt sortiment av sterila op-dukar nonwoven i flera olika storlekar. Nonwoven består av 70% Rayon och 30% Polyester. Röntgentråden är svetsad på op-dukarna. Färgkodningen återfinns på kontrolletiketten samt på förpackningens etikett.

Art.nr.	Beskrivning	Storlek cm	Lager/ply	Färg	Frp./Trp.frp
<b>601320</b>	5-pack	10 x 40	4	Orange	125 (25x5) / 1500
<b>601319</b>	5-pack	10 x 60	4	Röd	40 (8x5) / 240
<b>601321</b>	5-pack	20 x 40	8	Grön	65 (13x5) / 780
<b>601322</b>	5-pack	30 x 40	12	Brun	45 (9x5) / 540
<b>601323</b>	1-pack	40 x 65	16	Grå	30 / 360
<b>601324</b>	5-pack	40 x 65	16	Svart	30 (6x5) / 240
<b>601325</b>	2-pack	40 x 60	16	Svart	30 (6x5) / 360
<b>601326</b>	5-pack	40 x 40	16	Blå	30 (6x5) / 240

Avd.förp = min.kvant/best





Materialspecifikation 70% Rayon, 30% polyester, peroxidblekt  
 Vikt 70 g/m<sup>2</sup>  
 Röntgentråden DEHP-fri PVC  
 Övrigt Latexfri

**Förpackningsmaterial:**

Innerförpackning 1 Nonwoven, PP (Blue)  
 Innerförpackning 2 Grid coated paper 68 gsm og PA/PE 70μ / 80μ  
 Innerbox Wellpapp >500 gsm  
 Transport box Wellpapp >600 gsm

Steriliseringsmetod ETO  
 Standards ISO 11135-1:2007  
 EN 1644, EN-1644-2, EN 9073-6, EN 9073-10

Art.nr.	Vikt / st gr	Max abs. kapacitet ml *	Urkramad ca ml *
<b>601320</b>	3	30	10
<b>601319</b>	17	134	57
<b>601321</b>	6	50	20
<b>601322</b>	9	70	30
<b>601323</b>	19	150	80
<b>601324</b>	19	150	80
<b>601325</b>	17	134	57
<b>601326</b>	12	95	45

\* Mätning av absorptionskapaciteten ovan är endast ett ca-tal och vi rekommenderar att ni själv kontrollerar.