

Microvette® 300



Produktbeskrivning:

Microvette® 300 är ett komplett kapillärprovtagningssystem.

- Rör och lock är tillverkat i polypropylen (PP)
- Tydlig linje vid 300µl
- Integrerad cirkelformad skopa som möjliggör provtagning runt hela kanten med hjälp av gravitationsmetoden alt. skopmetoden
- Locket är lätt att öppna och minskar därmed aerosoleffekten
- Vid provtagning kan locket enkelt sättas fast i botten på Microvette® röret för att undvika förväxlingar eller att locket kommer bort

- Cylindriskt yttorrör som är idealiskt för etikettering/märkning
- Förpackningen förvaras väl tillsluten och i rumstemperatur
- Rörförlängare som möjliggör primärrörsanalys finns som tillbehör

| Artikel | Artikelnummer | Inner- / ytterförp |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| Microvette® 300, Glukos | 20.1307.100 | 100 / 1000 |
| Microvette® 300, Serum | 20.1308.100 | 100 / 1000 |
| Microvette® 300, Li-heparin | 20.1309.100 | 100 / 1000 |

| Artikel | Rekommenderad centrifugering Microvette® 300 |
|----------------|---|
| 20.1307.100 | 2 000 x g i 5 minuter vid 20°C |
| 20.1308.100 | 10 000 x g i 5 minuter vid 20°C |
| 20.1309.100 | 2 000 x g i 5 minuter vid 20°C |