



Wegaa[®] Symfys-Fundus mätband WM004-01


Huvudmätband är ett engångsmätband för att mäta spädbarns huvudomfång. WEGAA Huvudmätband och förpackning är tillverkade av miljöcertifierat papper. De är förpackade om 80 stycken. De ligger förpackade om 2x4 förp. i en transportlåda.

Engångsmätbanden är rena och förvaras i förpackningar som är lätta att ha tillhands. Enkla att öppna och bekväma att använda samt tydliga att avläsa med bildbeskrivning. Förpackningarna kan ligga ner eller hängas på väggen.

WEGAA engångsmätband är svensktillverkade och CE-märkta.

- Engångs
- Svensktillverkade
- Miljöcertifierat papper
- Användarvänlig

Wegaa[®] Symfys-Fundus mätband WM004-01



Material

- Papper (CE-märkt)

Vikt

- Detalj: 5 g

Förpackning

- Avdelningsförpackning: 80 st
- Transportförpackning: 320 st

30-WM004-01-001-210104

Kvalitet ISO 9001 Miljö ISO 14001 Medical ISO 13485

Wing Plast - *Quality Medical Instruments*

Wing Plast AB