



tg soft

Tubulärt polsterförband

tg soft är det idealiska alternativet vid gipsning, då man eftersträvar en god polstringsförmåga. Insidan, som är klädd med frotté, gör bandaget mycket mjukt och behagligt att bära. Det höga bomullsinnehållet sörjer för en god luftgenomströmning och avdunstning av vattenånga. Vidare behålls de polstrande egenskaperna under hela gipsningsperioden, vilket är viktigt för att få ett fullgott skydd för underliggande mjukdelar och utsatta partier på extremiteterna.

Tg soft finns i tre storlekar som täcker de flesta av de behov som kan uppstå i gipsrummet. Det är lätt att klippa till den längd som önskas och bandaget är enkelt att applicera.

Material:

tg soft består av 85% bomull samt 15% elasthan. Produkten är oblekt.

Storlekar:

De tre storlekarna passar enligt följande:

- Small - för underarm, barns ben eller arm
- Medium - för underben och arm
- Large - för ben

Förpackning:

Tg soft levereras i hygienisk dispenserförpackning.

| Storlek | Lev.art.nr | Avd.fp | Trp.fp |
|-----------------------|------------|--------|--------|
| Small - 5cm x 10 m | 13 200 | 1 | 8 |
| Medium - 7,5cm x 10 m | 13 201 | 1 | 6 |
| Large - 10cm x 10 m | 13 202 | 1 | 4 |

För ytterligare information,
var god se bipacksedel.