



## Curapor® Steril

### Häftande universalförband

Mångsidigt allt-i-ett förband för flertalet olika sårtyper med extremt god absorptionsförmåga. Förbandet är idealiskt vid applicering på kroppspartier, där det vanligtvis är svårt att få ett förband att fästa.

Mångsidigt allt-i-ett förband för flertalet olika sårtyper med extremt god absorptionsförmåga. Förbandet är idealiskt vid applicering på kroppspartier, där det vanligtvis är svårt att få ett förband att fästa.

#### Material:

Består av elastisk nonwoven av 100% polyester.

Sårdynan består av ett absorberande skikt viskos/polyester med ett yttre skikt av polyetylen, vilket har den egenskapen att kompressen inte fastnar i såret.

Häftmassa av polyakrylat och är mycket hudvänlig då den är fri från lanolin, latex och kolofonium. Sterila, individuellt förpackade.

\*De fem större storlekarna har tjockare sårdyna och därmed större absorptionskapacitet.

Storlek	Sårdyna	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
7x5cm	4x2,5cm	30 504	5	20
10x8cm	6x4cm	30 505	5	20
7x5cm	4x2,5cm	22 120	100	600
10x8cm	6x4cm	22 121	50	300
10x15cm*	5x11cm	22 122	50	300
10x20cm*	5x16cm	22 123	50	300
10x25cm*	5x20cm	22 124	50	250
10x30cm*	5x25cm	22 125	50	250
10x34cm*	5x29cm	22 126	50	250



## Curapor® Transparent

### Transparent självhäftande sårförband

Mångsidigt förband för flertalet olika sårtyper med mycket god absorptionsförmåga (>80 mg/cm<sup>2</sup>). Förbandet är idealiskt vid applicering på kroppspartier, där det vanligtvis är svårt att få ett förband att fästa.

Sårkompressen är centralt placerad på sårfilmen. Förbandet släpper igenom luft, men är ogenomträngligt för bakterier och vatten.

Filmen är av polyuretan med en hudvänlig häftmassa av polyakrylat. Sterila, individuellt förpackade.

Storlek	Sårdyna	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
7x5cm	4x2,5cm	13 099	5	120
10x8cm	4x6cm	13 100	5	170
7x5cm	4x2,5cm	13 101	50	500
10x8cm	4x6cm	13 102	25	200
10x15cm	5x11cm	13 103	25	225
10x20cm	5x16cm	13 104	25	225
10x25cm	5x20cm	13 105	25	225