



## Suprasorb® P

### För måttligt vätskande sår

Suprasorb P är ett polyuretanförband som består av två lager, dels ett yttre membran av polyuretan och dels ett lager polyuretanskum mot sårytan.

Förbandet är lämpligt att använda vid ett flertal olika icke infekterade sårtyper. Det är mycket flexibelt och går även utmärkt att applicera på konturer, där det vanligtvis kan vara svårt att bära förband.

Polyuretanskummet har god förmåga att snabbt absorbera sårsekret och suger bara vertikalt. Förbandet stimulerar granulationsfasen och går mycket lätt att byta då det inte fastnar i såret. Det yttre polyuretanmembranet är semipermeabelt och skyddar mot infektioner utifrån.

Innehåller 100% polyuretan. De adhesiva förbanden har en syntetisk häftmassa av polyakrylat.

Finns som kompress med eller utan häftkant och som sakrumförband.

Storlek	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
<b>Ej häftande:</b>			
5x5cm	20 405	10	100
7,5x7,5cm	20 406	10	100
10x10cm	20 407	10	100
15x15cm	20 408	5	50
15x20cm	20 409	5	50
<b>Häftande:</b>			
7,5x7,5cm	20 416	10	100
10x10cm	20 417	10	100
15x15cm	20 418	5	50
15x20cm	20 419	5	50
<b>Sacrum häftande</b>			
18x20,5cm	20 415	5	50

