

Accu-Chek Inform II

Professionell mätare för glukosanalys



*Uppfyller Equalis' Silverstatus för
diagnos av diabetes.*

*Godkänd på samtliga punkter i SKUP-
utvärderingen.*

Fakta Accu-Chek Inform II

b-Glukos

Mätintervall: 0,6-33,3 mmol/L
Provmaterial: Kapillärt helblod
Provolym: 0,6 µL
Analystid: 5 sek
Hematokritintervall: 10-70%
Hållbarhet: ca 18 månader
Förvaring i rumstemperatur



Kontroller

Bruksfärdig vätskekontroll: 2,5 mL/flaska
2 nivåer/förpackning: hög och låg
Ca värde: höga=16-17mmol/L,
låga=ca 2,7mmol/L
Hållbarhet på öppnad flaska:
3 månader
Förvaring i rumstemperatur



cobas IT 1000

Mellanmjukvara för POC-instrument:
Validering av testresultat
Certifiering av användare
Kontroll av QC-status
Central registrering av nya reagens- och kontroller



ACCUCHEK och COBAS är registrerade varumärken från Roche.
©2020 Roche

För mer information kontakta
Roche Diagnostics Scandinavia AB
Box 1228
171 23 Solna
Tel 08-4048800
diagnostics.roche.com/se/sv