



Science.  
Applied to Life.™



3M Hälsovård

**3M™ Steri-Drape™**  
**9083, 9084, 9085 och**  
**9086 Häftande**  
**op-handdukar**

## 3M™ Steri-Drape™

Steri-Drape™ är ett blått, slitstarkt och lågluddande draperingsmaterial. Materialet är ett non-woven material tillverkat av direktbehandlade, syntetiska, långa fibrer vilket ger ett starkt material med lågt fibersläpp. Det gör att du kan arbeta utan att oroa dig för att materialet ska gå sönder vid påfrestning och minimerar risken för kontamination av fibrer i operationssåret. Häftämnet på alla Steri-Drape™ produkter är det samma som det välkända Micropore™, som efter över 50 år på marknaden fortfarande är det mest hudvänliga häftämne vi känner till. Med lite värme och lite tryck får det materialet att sitta på plats genom hela ingreppet och det lämnar inga klisterrester på dina handskar. Steri-Drape™ ger en 100 %-ig barriär över hela ytan.

## 3M Häftande operationshanddukar

På operationshanddukar kan 3M häftande tillbehörsprodukter så som slanghållare och instrumentpåsar fästas, tas bort och återfästas utan att skada det tåliga materialet. Häftämnet är hudvänligt, sitter bra på plats och lämnar inga klisterrester på handskar.

### Beställningsinformation

Art nr	Produktbeskrivning	Ant/fp	Fp/lev fp
9083	Häftande operationshandduk 55 × 55 cm	75	4
9084	Häftande operationshandduk 75 × 75 cm	40	4
9085	Häftande operationshandduk 100 × 85 cm	30	4
9085W	Häftande operationshandduk 115 × 97 cm	50	2
9086	Häftande operationshandduk 100 × 75 cm	40	4

**Material:** Polypropylen, polyetylen

**Häftämne:** Akrylatbaserat

**Sterilisering:** ETO

**Tillverkningsland:** Mexiko

**Hållbarhet:** 2 år

Produkten är CE-märkt och steril

