

# Steril provtagningsförpackning för pediatrisk provtagning

Art nr: CP484CE



Beskrivning	Förpackningsstorlekar
<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 mL av flytande Amies medium med en patenterad flockad provtagningspinne</li><li>• &gt;80% av provet elueras från den flockade pinnen till det flytande mediet.</li><li>• För transport av Aerober, Anaerober och känsliga bakterier.</li><li>• 1mL medium tillgängligt för multitestanalyser</li><li>• Certifierad DNase och RNase fri</li><li>• Bevarar nukleinsyror och antigen för bakterier, virus och Klamydia</li><li>• Hållbarhetstid/shelf life: 15 månader från tillverkningsdatum</li></ul>	50 swabs /avd. fp. 10 x 50 swabs / Transport fp.