



## Rosidal haft

### Självhäftande lågelastisk kompressionsbinda

Självhäftande lågelastisk kompressionsbinda av 100% bomull. Fäster endast i sig själv och inte i hud, hår eller kläder.

Synnerligen lämplig som stöd och avlastning vid trauma och inom idrottsmedicin. Bindan kan sitta på under natten, för en dygnskontinuerlig kompression, vilket är tidsbesparande både för patient och personal. Rosidal haft är av mycket hög kvalitet.

Kan med fördel maskintvättas (40°C).

Bindan består av 100% bomull. Elasticitet: 60%.

Mikropunkter av latex ingår med mindre än 1%

Storlek	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
6cm x 5m	319 73	1	48
8cm x 5m	319 74	1	32
10cm x 5m	319 75	1	42
12cm x 5m	319 76	1	24

För ytterligare information,  
var god se bipacksedel.