

Örontermometer Gentle Temp 520

Gentle Temp 520 använder en mycket exakt teknik med avancerade funktioner, däribland mätning på endast en sekund, valbara Celsius / Fahrenheit avläsning och ett minne för upp till nio mätningar. Det kommer också med 21 sondskydd.

Nyckelfunktioner:

- 1 sekunds mättid
- Sparar 9 mätningar i minnet
- Användarvänlig ergonomisk design
- Mätning i Celsius eller Fahrenheit
- Stor LCD display
- Inklusive batteri och 21 st mäthylsor

