




TSCI | The Surgical Company International B.V.

Mistral Air® - Täcken




Mistral-Air® Täcke Plus unika design och permeabilitet ger patienten en jämn och behaglig värme. Täcket lyfter inte från patienten vilket minskar värmeförlusten och risken att det bildas turbulenta luftströmmar.

Mistral-Air® Täcke Plus möter patientens säkerhetskrav genom att vara allergifri, flamsäker och luddfri.

Mistral-Air® Täcke Plus är designad för att kunna erbjuda maximal bekvämlighet för patienten och användaren med hjälp av vidhäftande tejp för fixering, extra öppningar för varmluft och mjukt non-woven material.

Mistral-Air® Täcke Plus är gjort av ett lättviktigt material som reducerar lagringsutrymmet och avfallsvolymen.



Orderinformation

Mistral Air® - värmetäcken - Plus

Art.nr.	Beskrivning	Material	Storlek/mått	Förp.
MA2220	Täcke vuxen helkropp	Polyethylene Polypropylene	218x127 cm	40 st
MA2230	Täcke barn helkropp		145x102 cm	40 st
MA2250	Täcke nederkropp		127x102 cm	40 st
MA2260	Täcke överkropp		210x76 cm	40 st
MA2265	Täcke överkropp halv		160x76 cm	40 st
MA2270	Torso		124x76 cm	40 st
MA0280*	Täcke helkropp, sterilt		220,5x127 cm	20 st
MA0285*	Täcke nederkropp, sterilt		183,3x127 cm	20 st
MA2290	Täcke helkropp, osterilt		220,5x127 cm	20 st
MA0510	Tub		175x15 cm	100 st

Mistral Air® - värmetäcken - Premium

Art.nr.	Beskrivning	Material	Storlek/mått	Förp.
MA3320	Täcke vuxen helkropp	Polyethylene Polypropylene	218x127 cm	40 st
MA3330	Täcke barn helkropp	Sprejad med aluminium	145x102 cm	40 st
MA3350	Täcke nederkropp		127x102 cm	40 st
MA3360	Täcke överkropp		201x76 cm	40 st
MA3365	Täcke överkropp halv		160x76 cm	40 st

Mistral Air® Koala Quality Blankets - Premium

Art.nr.	Beskrivning	Material	Storlek/mått	Förp.
MA3340	Neonatal	Polyethylene Polypropylene	116x102 cm	40 st
MA3400	Hel underkropp	Sprejad med aluminium	220x90 cm	20 st
MA3450	Halv underkropp		168x90 cm	20 st

Mistral Air® Koala Quality Blankets - Plus

Art.nr.	Beskrivning	Material	Storlek/mått	Förp.
MA2240	Neonatal	Polyethylene Polypropylene	116x102 cm	40 st
MA2400	Hel underkropp		220x90 cm	20 st
MA2450	Halv underkropp		168x90 cm	20 st

Alla produkter är CE-märkta.

*Beställningsvara 6 – 8 veckors leveranstid