

Ecotainer® Spolvätskeflaska Sterilt Vatten (Aqua)

Steril vätska för hud och sår

GREPPVÄNLIG


Spolvätskeflaskan på 1000 ml har en utpräglad passform. Den smala midjan ger ett säkert grepp även för små händer.

SÄKER FÖRSLUTNING

Sterilt vatten (Aqua) är lätt att särskilja. De har olika färg på etikett och förslutning. Bred, greppvänlig skruvkork gör flaskan lättöppnad. Den vita förseglingen garanterar att flaskan inte har öppnats i förväg.

MATERIAL

Polypropen (PP) ett plastmaterial som kan materialåtervinnas. Vid energiutvinning bildas koldioxid och vatten. Förpackningen är fri från latex.



SYMBOLER

CE 0123

Certifiering har utförts av fristående provningsorganisation.



Bruksanvisning



Referens- och batchnummer



Endast för engångsbruk



Sterilisering, inkl. metod (t.ex. ångsterilisering)



Utgångsdatum

BESTÄLLNINGSPÅSÖKNING

Benämning	Storlek	Avd.fp.	Varunummer
Aqua B. Braun	1000 ml	6 st	26 28 16
Aqua B. Braun	500 ml	10 st	26 27 33

*Spolvätskor har enligt EU-direktiv klassificerats som medicintekniska produkter dvs. handelsvara och är därmed ej längre klassade som läkemedel. Detta innebär förändringar både vad gäller namn och etikett som gäller över hela Europa. Enhetliga produktnamn med flerspråkig beskrivning av innehållet, CE-märkning och användning av symboler istället för tidigare obligatorisk text.